

FICHA TECNICA

BIO-TAPABOCAS QUIRURGICO (Nacional)



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Protección: utilizada para contener bacterias, polvo y contaminación en general, que no traspasen al boca y nariz.

Mejor adaptación al cuerpo: Comodidad con 3 pliegues, con bandas elásticas adaptables a las orejas y clip nasal para mejorar protección y visibilidad.

Material 2 capas: 100% Polipropileno

Almacenamiento: Lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor, ni de olor

Color: azul y Blanco

Uso: personal

APLICACIONES Y USOS

Utilizada para contener bacterias, polvo y contaminación en general, provenientes de la nariz y la boca.

Utilizados por personas en espacios públicos ante brotes o epidemias de enfermedades transmitidas por vías respiratorias o cuando el aire de un lugar específico este contaminado.



DISEÑO

Diseño anatómico que permite fácil agarre en las orejas, con tres capas para mayor filtrado y menor fricción al contacto con la piel.

- Tamaño con pliegue: 18 x 9 cm
- Tamaño sin pliegue: 20 x 14 cm

INSTRUCCIONES DE USO

- Lavar las manos antes de ponerlo y después de quitarlo.
- La mascarilla debe cubrir completamente nariz y boca.
- Colocar los elásticos de sujeción detrás de las orejas para sostener de forma segura el rostro del usuario.
- Ajustar el clip nasal
- Usar lo más ajustado posible.

Método correcto de colocación

